


Набор OSANG GeneFinder HLA- ABCDRB1DQ RealAmp Kit



Регистрационное
Удостоверение
№ РЗН 2023/20150



Real Time HLA



Продукция
для
трансплант-
диагностики

- Время амплификации – 1 ч 40 мин
- Мультиплексный анализ по 3 каналам (FAM, HEX, ROX)
- Низкий риск контаминации
- Предаликовочный мастер-микс
- В набор включен весь расходный пластик
- Бесплатная программа для автоматической обработки результатов
- Праймеры уже внесены в лунки планшета
- Включен внутренний контроль
- Совместим с амплификаторами CFX96 (Bio-Rad), QuantStudio 5 и 7500 (ThermoFisher)

Информация для заказа:

Набор реагентов GeneFinder HLA-ABCDRB1DQ RealAmp kit, CFX96, 6 ТЕСТОВ	IFMR-20-CFX
Набор реагентов GeneFinder HLA-ABCDRB1DQ RealAmp kit, QS5, 6 ТЕСТОВ	IFMR-20-QS5

