

# Мультиплексный анализ

## в диагностике боррелиозов и иерсиниозов

MIKROGEN  
DIAGNOSTIK

- Наборы совместимы с платформами BioPlex, Luminex200
- Полный профиль антигенов возбудителя в одном тесте
- Программа интерпретации RecomQUANT (в комплекте)
- Интегрированный внутренний контроль
- Количество материала – 10 мкл сыворотки
- Результат менее чем за 3 часа

Recombead Borrelia IgG/IgM, 96 тестов  
кат. № 4252/4253

Антиген	Описание
P100	Uncharacterised <i>Borrelia</i> specific antigen
OspA	Outer surface protein A
OspC	Outer surface protein C
VlsE	Variable major protein
P58	Oligopeptide permease
P39	Borrelial membrane protein A
p18	Decorin binding protein A

Recombead Yersinia IgG/IgM, 96 тестов  
кат. № 4652/4653

Антиген	Описание
YOP M	Yersinia outer protein
V-AG	Yersinia virulence factor
PsaA	Adhesin (specific for <i>Y. pseudotuberculosis</i> )
YOP D	Yersinia outer protein
MyfA	Adhesin (specific for <i>Y. enterocolitica</i> )
YOP E	Yersinia outer protein



ЗАО «БИОХИММАК»  
Москва, Ленинские горы, МГУ, д. 1 стр. 11  
Телефон: +7 (495) 647-27-40  
E-mail: [hla@biochemmack.ru](mailto:hla@biochemmack.ru)  
[www.biochemmack.ru](http://www.biochemmack.ru)

