

Универсальный лабораторный комплекс для трансплантационной диагностики



Определяемые параметры:

- HLA-генотипирование на низком и среднем разрешении
- Определение предсуществующих HLA-антител и расчет %PRA
- Постановка перекрестной пробы cross-match между донором и реципиентом
- Посттрансплантационный мониторинг антидонорских антител и маркеров отторжения
- Генотипирование по генам MICA, KIR и цитокинов

Пробоподготовка с использованием универсальной станции **NorDiag Arrow**



Выполнение анализа на мультипараметрической системе LUMINEX



Интерпретация результатов с использованием программного обеспечения Quick-Type



ЗАО БиоХимМак
119991 Москва, Ленинские Горы,
МГУ имени М.В. Ломоносова, д.1, стр. 11
телефон (495) 647-27-40, 939-10-60
факс (495) 939-09-97
e-mail: info@biochemmack.ru
www.biochemmack.ru